



Imagin200

HbA1c & Specific Protein Analyzer



3 Langkah mudah mengerjakan Imagin-200

1. Tambahkan sampel pada Cuvette yang telah berisikan R1



2. Tempatkan Cuvette pada Test Position



3. Tambahkan R2 pada Cuvette dengan Micropipette yang terhubung alat



- Metode Nephelometry / Turbidimetry
- Prosedur Simple, hasil cepat & akurat, hanya dengan 3 langkah pengerjaan
- Automatic Mixing, Timing & Testing
- Design POCT (Portable)
- Tersedia program Parameter: HbA1c, Microalbumin, CRP, hs-CRP, ASO, RF, D-Dimer, dll



KEMENKES RI AKL 20101714184



ISO 9001:2008
ISO 13485:2003